



ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

Каталог оптики

NKvision  acteon



Южная Корея

NK vision

Немецкие минеральные линзы

Хорошее зрение является решающим фактором качества и эффективности профессиональной работы, требующей точности.

Хорошая эргономика повысит работоспособность и хорошее самочувствие специалиста.

Наша цель - создать для каждого отдельного пользователя решение, в котором оптика не только улучшит остроту зрения, но и поможет пользователю работать в эргономически правильной позе.



Правильная поза

Лупы NK помогают скорректировать осанку.

Широкое поле обзора способствует уменьшению нагрузки на глаза.

Работать проще и удобнее



Удобство пользования

Благодаря эргономичному дизайну, конструкция рамы NK легче в сравнении с Flip-up лупами и TTL-лупами других производителей. Устойчивая рама изготовлена из чистого титана и покрыта специальным противоаллергенным покрытием

За счёт использования минеральных линз, лупы NK обладают широким полем обзора и глубиной резкости



Преимущество TTL-луп

TTL-лупы обладают широким углом обзора, так как крепятся к очкам и находятся ближе к рабочей поверхности.

TTL-лупы легче аналогов, так как не оснащены PD-регулятором.

NK00

Тип	TTL
Увеличение	x2.5 / x3.0 / x3.1s / x3.3 / x3.8 / x5.0 / x6.0
Модель	NK00
Цвет	Синий / Винный / Серебряный / Чёрный



X 2.5

Тип	TTL
Увеличение	x 2.5
Вес (г)	30
Поле обзора (мм)	140 @400
Резкость	> 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	200 @400

948 \$

X 3.0

Тип	TTL
Увеличение	x 3.0
Вес (г)	37
Поле обзора (мм)	130 @400
Резкость	> 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	110 @400

1015 \$

X 3.3

Тип	TTL
Увеличение	x 3.3
Вес (г)	60
Поле обзора (мм)	60 @400
Резкость	> 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	50 @400

1339 \$



Синий



Винный



Серебряный



Чёрный

NK01

Тип	TTL
Увеличение	x2.5 / x3.0 / x3.1s / x3.3 / x3.8 / x5.0 / x6.0
Модель	NK01
Цвет	Красный / Чёрный / Слоновая кость / Зелёный / Коричневый



X 3.8

Тип	TTL
Увеличение	x 3.8
Вес (г)	53
Поле обзора (мм)	70 @400
Резкость	> 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	50 @400

1771 \$



Красный

X 5.0

Тип	TTL
Увеличение	x 5.0
Вес (г)	58
Поле обзора (мм)	60 @400
Резкость	> 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	30 @400

1857 \$



Слоновая кость

X 6.0

Тип	TTL
Увеличение	x 6.0
Вес (г)	63
Поле обзора (мм)	45 @400
Резкость	> 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	30 @400

1944 \$



Чёрный



Зелёный

NK REFRACTIVE

Тип	TTL
Увеличение	x3.3 / x4.3 / x6.5
Модель	NK01
Цвет	Красный / Чёрный / Слоновая кость / Зелёный



X 3.3

Тип	TTL
Увеличение	x 3.3
Вес (г)	47
Поле обзора (мм)	115 @450
Резкость	> 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	90 @450

1775 \$



Красный

X 4.3

Тип	TTL
Увеличение	x 4.3
Вес (г)	48
Поле обзора (мм)	105 @450
Резкость	> 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	75 @450

1875 \$



Слоновая кость

X 6.5

Тип	TTL
Увеличение	x 6.5
Вес (г)	52
Поле обзора (мм)	55 @400
Резкость	> 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	55 @450

1975 \$



Чёрный



Зелёный

Осветитель
проводной

1058 \$



LED LIGHT

Wire & wireless

Тип	LED
Яркость	55 000 - 140 000 люкс
Модель	All In One Light
Цвет освещения	Холодный + тёплый

Осветитель
беспроводной

1058 \$



ЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

	Ø14 мм PURE REFLECT® зеркало N°0 x 12 шт.	95,76 €
	Ø16 мм PURE REFLECT® зеркало N°1 x 12 шт.	95,76 €
	Ø18 мм Родиевое зеркало N°2 x 12 шт.	58,59 €
	PURE REFLECT® зеркало N°2 x 12 шт.	95,76 €
	Ø20 мм PURE REFLECT® зеркало N°3 x 12 шт.	88,94 €
	Ø22 мм Родиевое зеркало N°4 x 12 шт.	39,38 €
	PURE REFLECT® зеркало N°4 x 12 шт.	51,24 €
	Ø24 мм Родиевое зеркало N°5 x 12 шт.	39,38 €
	PURE REFLECT® зеркало N°5 x 12 шт.	51,24 €
	Ø26 мм Родиевое зеркало N°6 x 12 шт.	62,06 €
	PURE REFLECT® зеркало N°6 x 12 шт.	100,28 €
	Ø28 мм Родиевое зеркало N°7 x 1 шт.	17,54 €
	PURE REFLECT® зеркало N°7 x 1 шт.	24,26 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА

	Ø30 мм Родиевое зеркало N°8 x 1 шт.	18,80 €
	PURE REFLECT® зеркало N°8 x 1 шт.	25,31 €
	Ø40 мм Родиевое зеркало N°9 x 1 шт.	21,42 €
	PURE REFLECT® зеркало N°9 x 1 шт.	28,25 €
	Ø50 мм Родиевое зеркало N°10 x 1 шт.	28,25 €
	PURE REFLECT® зеркало N°10 x 1 шт.	33,92 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø3 мм – круглое	78,33 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø5 мм – круглое	78,33 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 7×2 мм – прямоугольное	84,74 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 9×3 мм – прямоугольное	84,74 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø3 мм – 14,8 см – круглое	73,50 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø5 мм – 14,8 см – круглое	73,50 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 7×2 мм – 14,8 см – прямоугольное	84,63 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 9×3 мм – 14,8 см – прямоугольное	84,63 €

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА

	acteon Ручка для зеркала XL STYLE	11,55 €
	acteon Ручка для зеркала DESIGN	6,30 €
	acteon Ручка для зеркала 8 граней	4,94 €



г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
8 800 555-79-94, +7 495 120-09-69
sales@greendent.ru
www.greendent.ru